



歩行補助つえ

サービスコード 171010
介護予防 671010

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、
および要介護2~5の方がレンタル対象です。

四点可動式オン・オフさん

島製作所

ポイント ■状況に応じて可動・固定の切り替えが可能なヘッド部分を搭載。



●高さ:63.5~89cm(2.55cmピッチ11段階)
●質量:0.43kg
●材質/本体:カーボン グリップ:カーボン(カバー:TPE) 非課税

| 種類 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード |
|--------|----------|----------|---------------|
| 桜エンジ | R77MC-C5 | 77-MC-C5 | 00576-000043 |
| ストライプB | R77MC-S4 | 77-MC-S4 | |
| レンタル価格 | | | お客様負担額 (1割) ¥ |

カーボン四点可動式スモールタイプ

島製作所

ポイント ■ベースが可動するため杖の斜め突き防止や、坂道でも身体を支えやすい構造。



●高さ:62.5~88cm(11段階 ピッチ2.55cm)
●質量:0.44kg 非課税

| 種類 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード |
|--------|----------|---------|---------------|
| グレー | R74MC-3 | 74MC-3 | 00576-000033 |
| 花柄 | R74MC-F2 | 74MC-F2 | |
| レンタル価格 | | | お客様負担額 (1割) ¥ |

アルミ製 松葉杖(1本)

日進医療器

ポイント ■片足に体重がかからないなど、足の力が衰えた方におすすり。

| 高さ | 身長目安 | 脇あて~握り |
|----------------|------------|-------------|
| 小 98.5~113.5cm | 150cmくらいまで | 25~40cm |
| 中 109~129cm | 170cmくらいまで | 32.7~47.7cm |
| 大 123~143cm | 180cmくらいまで | 35.2~53.9cm |



| 種類 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード |
|--------|---------|--------|---------------|
| 小 | RTY156S | TY156M | 00175-000256 |
| 中 | RTY156M | TY156L | |
| 大 | RTY156L | TY156L | |
| 質量 | | | レンタル価格 |
| 0.82kg | 0.91kg | 0.99kg | お客様負担額 (1割) ¥ |

あゆめるMgW

ウェルファン

ポイント ■片手でも大きく支持基底面を確保でき、歩行が安定。

| 種類 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード |
|-------|--------|--------|---------------|
| Sサイズ | R9930S | R9930M | 00082-000041 |
| Mサイズ | R9930M | R9930L | |
| 質量 | | | レンタル価格 |
| 1.2kg | 1.3kg | | お客様負担額 (1割) ¥ |




| 種類 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード |
|-------|--------|--------|---------------|
| Sサイズ | R9930S | R9930M | 00082-000042 |
| Mサイズ | R9930M | R9930L | |
| 質量 | | | レンタル価格 |
| 1.2kg | 1.3kg | | お客様負担額 (1割) ¥ |

つえたつた

JT-Senior

ポイント ■多点つえの安定感と、1本つえの使いやすさ両方を兼ね備えたつえ。



●高さ:65~88cm
●質量:0.53kg 非課税

| 種類 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード |
|----------|----------|---------|---------------|
| つえたつた(右) | RJTS-1-R | JTS-1-R | 01543-000001 |
| つえたつた(左) | RJTS-1-L | JTS-1-L | |
| レンタル価格 | | | お客様負担額 (1割) ¥ |

オールカーボンクオッドケイン四点式

島製作所

ポイント ■オールカーボン製で軽量のため、手首やひじに負担がかかりにくいつえ。



●高さ:60.5~86cm(11段階 ピッチ2.55cm)
●質量:0.4kg 非課税

| 種類 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード |
|--------|----------|--------|---------------|
| カーボン柄 | R70C-4CB | 70C-4 | 00576-000031 |
| 花柄 | R70C-4F | 70C-F4 | |
| レンタル価格 | | | お客様負担額 (1割) ¥ |

ロフトランドクラッチ

日進医療器

ポイント ■うでとひじの部分に力を分散させるので、握力と腕力の弱い方でも体重を支えることが可能。

| 高さ | 握り手~上部 | 握り手~下部 |
|---------------|---------------------|-----------------------|
| 小 70.5~86.5cm | 19~23cm(ピッチ2cm) | 51.5~63.5cm(ピッチ2cm) |
| 中 85.5~118cm | 21.5~29cm(ピッチ2.5cm) | 64~89cm(ピッチ2.5cm) |
| 大 96~128.5cm | 21.5~29cm(ピッチ2.5cm) | 74.5~99.5cm(ピッチ2.5cm) |



| 種類 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード |
|--------|----------|--------|---------------|
| 小 | RTY132BS | TY130 | 00175-000271 |
| 中 | RTY130 | TY130 | |
| 大 | RTY134 | TY134 | 00175-000272 |
| 質量 | | | レンタル価格 |
| 0.49kg | 0.64kg | 0.72kg | お客様負担額 (1割) ¥ |

テトラケイン ラージベース

田辺プレス

ポイント ■立ち上がる時の支えとして、手を掛けやすい2段式グリップ。

| 種類 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード |
|-------|-------------|--------|---------------|
| | RTNP4-0002M | | 01105-000010 |
| 質量 | | | レンタル価格 |
| 0.8kg | | | お客様負担額 (1割) ¥ |



手すり


サービスコード 171007
介護予防 671007

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、
および要介護2~5の方がレンタル対象です。

バスポジ-e基本セット/オプション品

ホクメイ

ポイント ■天井に当て、ロックレバーを下げるだけで簡単に設置できる縦型手すり。
■さまざまなオプションと組み合わせ、移動・移乗・立位をサポート。
■丸型耐水ベース仕様は、屋外や水回りでも使用可能。(浴室での使用は不可)



[共通] ●メインポール:直径4.5×高さ190~270cm(無段階調整)
[丸型天井ベース] ●丸型ベース:直径20×厚み11.5cm ●質量:4.3kg
[丸型天井ベース 耐水ベース付] ●質量:4.4kg
[T型天井ベース] ●ベース:縦12×横60×厚さ12.8cm ●質量:4.3kg
[T型天井ベース 耐水ベース付] ●質量:4.5kg

| 種類 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード |
|-------------|-----------------------------|------------|---------------|
| 丸型天井ベース | RBPE-100-11 | BPE-100-11 | 00254-000052 |
| 丸型天井・耐水ベース | RBPE-100-81 | BPE-100-81 | 00254-000053 |
| T字型天井ベース | NEW RBPE-100-11+RBPE-400-20 | BPE-100-10 | 00254-000051 |
| T字型天井・耐水ベース | NEW RBPE-100-81+RBPE-400-20 | BPE-100-80 | 00254-000066 |
| レンタル価格 | | | お客様負担額 (1割) ¥ |


ウェーブ型アームロング

| 種類 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード |
|-----|-------------|------------|---------------|
| | RBPE-300-40 | BPE-300-40 | 00254-000133 |
| 質量 | | | レンタル価格 |
| 2kg | | | お客様負担額 (1割) ¥ |

バスポジ-e横手すり

ホクメイ

ポイント ■基本バーをつなげる横型の手すり。プラケットを組み換えることで3本以上の「バスポジ-e」を連結することも可能。



| 種類 | 長さ | 品番 | メーカー品番 | 商品コード | レンタル価格 | お客様負担額 (1割) |
|-------|----------|-------------|------------|--------------|--------|-------------|
| 伸縮・固定 | 60-90cm | R5BR-30-609 | SBR-30-609 | 00254-000169 | ¥ | ¥ |
| | 90-120cm | R5BR-30-912 | SBR-30-912 | 00254-000170 | ¥ | ¥ |
| 伸縮・曲げ | 60-90cm | R5BR-40-609 | SBR-40-609 | 00254-000171 | ¥ | ¥ |
| | 90-120cm | R5BR-40-912 | SBR-40-912 | 00254-000172 | ¥ | ¥ |
| 跳ね上げ | 60cm | RSBR-70-060 | SBR-70-060 | 00254-000115 | ¥ | ¥ |
| | 90cm | RSBR-70-090 | SBR-70-090 | 00254-000064 | ¥ | ¥ |
| | 120cm | RSBR-70-120 | SBR-70-120 | 00254-000119 | ¥ | ¥ |

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

特殊寝台付属品
体位変換器
移動用リフト
認知症老人徘徊感知機器
車いす・付属品
スロープ
歩行補助つえ
手すり
自動排泄処理装置
生活支援用品

特殊寝台付属品
体位変換器
移動用リフト
認知症老人徘徊感知機器
車いす・付属品
スロープ
歩行補助つえ
手すり
自動排泄処理装置
生活支援用品



歩行サポート手すり スムーディ〈屋内用〉 **NEW** パナソニック

ポイント ■廊下や居室などの長い動線でも常に手すりを持って移動出来る据置手すり。
■設置イメージ・組み合わせ例も参考に選定をお願いします。

設置イメージ



Point. 1 両足が乗るひろびろベース
60cmのベースは廊下幅にぴったり
同居人などの車いす(60cm)の通行も可能な使い勝手の良さ

Point. 2 端から端までつかみやすく安定
やさしい端部だからどこでもつかみやすい
回転連結支柱の上部にもぎれるから、手すりから常に手を離すことなくにぎり続けられる

Point. 3 なだらかな傾斜でつまづきにくい
厚さ1.1cmの薄いベースでつまづきにくい
ベースの縁ゴムはなだらかなので、すり足でもつまづきにくく安心して移動できる

組み合わせ例

※四捨五入している都合上、各サブセットの寸法の和(足し算)と全長が1cm程度異なる場合があります。
①品名 ②品番 ③商品コード
④手すりの外々の長さ ⑤ベースの外々の長さ(直線時)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|---|---|--|--------|-------------|---|---|--|--------|-------------|---|---|---|--------|-------------|---|---|
| <p>例1 D×1本 + F×1本</p> <p>① 1010タイプ ② XPN-L81801 ③ 00367-000255 ④ 101cm ⑤ 156cm</p> <p>○商品コード: 00367-000255 課税</p> <table border="1"> <tr><td>レンタル価格</td><td>お客様負担額 (1割)</td></tr> <tr><td>¥</td><td>¥</td></tr> </table> | レンタル価格 | お客様負担額 (1割) | ¥ | ¥ | <p>例2 D×1本 + E×1本</p> <p>① 1320タイプ ② XPN-L81802 ③ 00367-000256 ④ 132cm ⑤ 140cm</p> <p>○商品コード: 00367-000256 課税</p> <table border="1"> <tr><td>レンタル価格</td><td>お客様負担額 (1割)</td></tr> <tr><td>¥</td><td>¥</td></tr> </table> | レンタル価格 | お客様負担額 (1割) | ¥ | ¥ | <p>例3 A×1本 + F×1本</p> <p>① 1730タイプ ② XPN-L81803 ③ 00367-000257 ④ 173cm ⑤ 181cm</p> <p>○商品コード: 00367-000257 課税</p> <table border="1"> <tr><td>レンタル価格</td><td>お客様負担額 (1割)</td></tr> <tr><td>¥</td><td>¥</td></tr> </table> | レンタル価格 | お客様負担額 (1割) | ¥ | ¥ | <p>例4 A×1本 + E×1本</p> <p>① 2040タイプ ② XPN-L81804 ③ 00367-000258 ④ 204cm ⑤ 212cm</p> <p>○商品コード: 00367-000258 課税</p> <table border="1"> <tr><td>レンタル価格</td><td>お客様負担額 (1割)</td></tr> <tr><td>¥</td><td>¥</td></tr> </table> | レンタル価格 | お客様負担額 (1割) | ¥ | ¥ |
| レンタル価格 | お客様負担額 (1割) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥ | ¥ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| レンタル価格 | お客様負担額 (1割) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥ | ¥ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| レンタル価格 | お客様負担額 (1割) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥ | ¥ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| レンタル価格 | お客様負担額 (1割) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥ | ¥ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>例5 D×1本 + F×1本 + H×1本</p> <p>① 2230タイプ ② XPN-L81805 ③ 00367-000259 ④ 223cm ⑤ 231cm</p> <p>○商品コード: 00367-000259 課税</p> <table border="1"> <tr><td>レンタル価格</td><td>お客様負担額 (1割)</td></tr> <tr><td>¥</td><td>¥</td></tr> </table> | レンタル価格 | お客様負担額 (1割) | ¥ | ¥ | <p>例6 D×1本 + E×1本 + H×1本</p> <p>① 2540タイプ ② XPN-L81806 ③ 00367-000260 ④ 254cm ⑤ 262cm</p> <p>○商品コード: 00367-000260 課税</p> <table border="1"> <tr><td>レンタル価格</td><td>お客様負担額 (1割)</td></tr> <tr><td>¥</td><td>¥</td></tr> </table> | レンタル価格 | お客様負担額 (1割) | ¥ | ¥ | <p>例7 A×1本 + F×1本 + H×1本</p> <p>① 2950タイプ ② XPN-L81807 ③ 00367-000261 ④ 295cm ⑤ 303cm</p> <p>○商品コード: 00367-000261 課税</p> <table border="1"> <tr><td>レンタル価格</td><td>お客様負担額 (1割)</td></tr> <tr><td>¥</td><td>¥</td></tr> </table> | レンタル価格 | お客様負担額 (1割) | ¥ | ¥ | | | | | |
| レンタル価格 | お客様負担額 (1割) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥ | ¥ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| レンタル価格 | お客様負担額 (1割) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥ | ¥ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| レンタル価格 | お客様負担額 (1割) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥ | ¥ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>例8 B×2本 + G×1本</p> <p>① - ② - ③ - ④ 398cm ⑤ 406cm</p> <p>※商品コードなし 課税</p> <table border="1"> <tr><td>レンタル価格</td><td>お客様負担額 (1割)</td></tr> <tr><td>¥</td><td>¥</td></tr> </table> | レンタル価格 | お客様負担額 (1割) | ¥ | ¥ | <p>例9 A×1本 + E×1本 + H×2本</p> <p>① 4480タイプ ② XPN-L81808 ③ 00367-000262 ④ 448cm ⑤ 456cm</p> <p>○商品コード: 00367-000262 課税</p> <table border="1"> <tr><td>レンタル価格</td><td>お客様負担額 (1割)</td></tr> <tr><td>¥</td><td>¥</td></tr> </table> | レンタル価格 | お客様負担額 (1割) | ¥ | ¥ | <p>例10 K×1本 + B×1本</p> <p>① 面手すり2520タイプ ② XPN-L80818 ③ 00980-000404 ④ 252cm ⑤ 259cm</p> <p>○商品コード: 00980-000404 課税</p> <table border="1"> <tr><td>レンタル価格</td><td>お客様負担額 (1割)</td></tr> <tr><td>¥</td><td>¥</td></tr> </table> | レンタル価格 | お客様負担額 (1割) | ¥ | ¥ | | | | | |
| レンタル価格 | お客様負担額 (1割) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥ | ¥ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| レンタル価格 | お客様負担額 (1割) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥ | ¥ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| レンタル価格 | お客様負担額 (1割) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥ | ¥ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

セット構成

※単位はcm
※手すりの高さは、全て70cm~85cmです
※ベースの厚みは、全て1.1cmです

スムーディ〈屋内用〉
単位:cm

質量: 22kg

屋内用1530タイプ
単位:cm

質量: 38.5kg

標準ベースと支柱2本のセット 基本タイプとしておすすめ

A 屋内用930タイプ XPN-L80803 (93cm)

B 屋内用930タイプ+930 XPN-L80804 (186cm)

C 屋内用930タイプ+620 XPN-L80805 (155cm)

ミドルベースと端支柱のセット 全体長さを収める必要がある時に使用 (DEFは、左右の回転はしません。)

D 屋内用210 XPN-L80806 (21cm)

E 屋内用210+930 XPN-L80808 (114cm)

F 屋内用210+620 XPN-L80809 (83cm)

コーナーにも設置可能な回転連結支柱のセット 長さが足りない時に間に挟んで使用

G 屋内用回転手すり330 XPN-L80807 (33cm)

H 屋内用回転手すり330+930 XPN-L80810 (126cm)

I 屋内用回転手すり330+620 XPN-L80811 (95cm)

面手すりと連結用のアームのセット

J 屋内用面手すり540タイプ XPN-L80812 (54cm)

K 屋内用面手すり540タイプ片側アーム XPN-L80813 (69cm)

L 屋内用面手すり540タイプ両側アーム XPN-L80814 (85cm)

【材質】 ●ベース・下支柱: スチール ●手すり被覆部・ベース縁ゴム: 塩化ビニル樹脂 ●ジョイント・手すり芯材・上支柱: アルミニウム
●カーペット: 合成繊維 ●支柱カバー・被覆部(回転連結支柱): エラストマー ●支柱カラー・ネジカバー: ポリプロピレン

| 品名 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード | 質量 | 手すり長さ | レンタル価格 | お客様負担額 (1割) |
|----------------------------|------------|------------|--------------|--------|-------|--------|-------------|
| スムーディ〈屋内用〉 | XPN-L80801 | XPN-L80801 | 00980-000363 | 22kg | 81cm | ¥ | ¥ |
| 屋内用1530タイプ | XPN-L80802 | XPN-L80802 | 00980-000373 | 38.5kg | 153cm | ¥ | ¥ |
| A サブセットA 930タイプ | XPN-L80803 | XPN-L80803 | 00980-000374 | 22.5kg | 93cm | ¥ | ¥ |
| B サブセットB 930+930タイプ | XPN-L80804 | XPN-L80804 | 00980-000375 | 23.5kg | 186cm | ¥ | ¥ |
| C サブセットC 930+620タイプ | XPN-L80805 | XPN-L80805 | 00980-000376 | 23.3kg | 155cm | ¥ | ¥ |
| D サブセットD 210タイプ | XPN-L80806 | XPN-L80806 | 00980-000377 | 15.5kg | 21cm | ¥ | ¥ |
| E サブセットE 210+930タイプ | XPN-L80808 | XPN-L80808 | 00980-000378 | 16.5kg | 114cm | ¥ | ¥ |
| F サブセットF 210+620タイプ | XPN-L80809 | XPN-L80809 | 00980-000379 | 16.3kg | 83cm | ¥ | ¥ |
| G サブセットG 330タイプ | XPN-L80807 | XPN-L80807 | 00980-000380 | 16kg | 33cm | ¥ | ¥ |
| H サブセットH 330+930タイプ | XPN-L80810 | XPN-L80810 | 00980-000381 | 17kg | 126cm | ¥ | ¥ |
| I サブセットI 330+620タイプ | XPN-L80811 | XPN-L80811 | 00980-000382 | 16.8kg | 95cm | ¥ | ¥ |
| J サブセットJ 面手すり | XPN-L80812 | XPN-L80812 | 00980-000398 | 21.1kg | 54cm | ¥ | ¥ |
| K サブセットK 面手すり片側アーム | XPN-L80813 | XPN-L80813 | 00980-000399 | 21.5kg | 69cm | ¥ | ¥ |
| L サブセットL 面手すり両側アーム | XPN-L80814 | XPN-L80814 | 00980-000400 | 21.9kg | 85cm | ¥ | ¥ |

手すりを設置・使用する際は

- 手すりの角度は上下45°、左右90°以内に収まるように設置する
- 手すりはベース踏面がある側から使用する

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。





手すり

サービスコード 171007
介護予防 671007

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、
および要介護2~5の方がレンタル対象です。

水廻り用自在手すり ツインディ パナソニック

- ポイント**
- 洗い場や脱衣場など、水廻りで使える据え置き型手すり。
 - 2つの手すりそれぞれを30度刻みで変えることが可能。
 - ベースの真ん中・端のどちらかを選んで設置可能。



●手すり幅:56cm ●手すり高さ:70~80cm(6段階) ●質量:17kg
●ベース寸法:幅58cm×奥行58cm×厚さ1.2cm
●材質/ベース・支柱:ステンレス、グリップ:エラストマー、ベースマット:合成ゴム
手すりフレーム:アルミ、ベース縁ゴム:合成ゴム

| 品名 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード | レンタル価格 | お客様負担額 (1割) |
|----------------------------|---------------------------|-----------|--------------|--------|-------------|
| 水廻り用自在手すり ツインディ | RPN-L80701 | PN-L80701 | 00980-000364 | ¥ | ¥ |
| 水廻り用自在手すり ツインディ フロテクター付 | RPN-L80701 +RPN-L80711 | PN-L80711 | 00980-000365 | ¥ | ¥ |

ふくよく 床置き式手すり 水回りにもってこい サテライト

- ポイント**
- ステンレスとゴムを使用し、水回りへの導入に適した置き型手すり。壁面や浴槽に手すりを設置できない場合や、動線が正しく確保できない場合に、水回りでの安全を確保。



●手すり高さ(共通):70・75・80cm(3段階)
●材質/手すり・支柱・ベースプレート:ステンレスSUS304、被膜:PVC樹脂
滑り止めマット・手すり巻付ゴム:合成ゴム

| 品名 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード | レンタル価格 | お客様負担額 (1割) |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------|-------------|
| 水回りにもってこい ベース60cm | RFKB-12-60-I | FKB-12-60-I | 01255-000013 | ¥ | ¥ |
| 水回りにもってこい ベース90cm | RFKB-12-90-I | FKB-12-90-I | 01255-000014 | ¥ | ¥ |
| 水回りにもってこい ベース60cm 突っ張り棒つき | RFKB-12-60-I +RFKB-12-P-A1 | FKB-12-60-IT | 01255-000017 | ¥ | ¥ |
| 水回りにもってこい ベース90cm 突っ張り棒つき | RFKB-12-90-I +RFKB-12-P-A1 | FKB-12-90-IT | 01255-000018 | ¥ | ¥ |

室内用自在手すり ツインディ パナソニック

- ポイント**
- 力が入りやすい角度に60度~300度まで30度ピッチで可変できる手すり。利用者のニーズに幅広く対応可能。




| 品番 | メーカー品番 | 商品コード |
|------------|-----------|--------------|
| RPN-L80101 | PN-L80101 | 00980-000203 |

レンタル価格 ¥ お客様負担額 (1割) ¥

たちあっぷⅡ ひざたっち 矢崎化工

- ポイント**
- 前受け手すりと膝当てを活用することで、スムーズにベッドから移乗できる手すり。スライディングボードと併用も可能。
 - 立位を安定させて脱衣介助にも使用可能。



| 品番 | メーカー品番 | 商品コード |
|---------|--------|--------------|
| RCKI-22 | CKI-22 | 00055-000209 |

レンタル価格 ¥ お客様負担額 (1割) ¥

アームサポート手すりメンディ パナソニック

- ポイント**
- 握らなくても使える、手・腕・肘で支えやすい手すり。



| 品番 | メーカー品番 | 商品コード |
|------------|-----------|--------------|
| RPN-L80301 | PN-L80301 | 00980-000258 |

レンタル価格 ¥ お客様負担額 (1割) ¥

面手すり スタンディ パナソニック

- ポイント**
- 折りたたみ式の面手すりと棒状手すりを組み合わせることで、より様々な状態で身体を支えることが可能。



| 品番 | メーカー品番 | 商品コード |
|------------|-----------|--------------|
| RPN-L80401 | PN-L80401 | 00980-000315 |

レンタル価格 ¥ お客様負担額 (1割) ¥

すっきり手すり クリンディ パナソニック

- ポイント**
- コンパクトタイプの置き型手すり。手すり位置をサイドとセンターに変更可能。



| 品名 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード | レンタル価格 | お客様負担額 (1割) |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------|-------------|
| すっきり手すり クリンディ | RPN-L80501B | PN-L80501 | 00980-000326 | ¥ | ¥ |
| すっきり手すり クリンディ ベッド用アーム付 | RPN-L80501B+ RPN-L80511 | PN-L80501+ PN-L80511 | 00980-000328 | ¥ | ¥ |

手すり

サービスコード 171007
介護予防 671007

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、
および要介護2~5の方がレンタル対象です。

たちあっぷ 矢崎化工

- ポイント**
- 立ち上がり・起き上がり・歩行・姿勢保持など、用途に応じてお選びください。マット付き。
 - 必要に応じて付属品とセットでご使用ください。



| 種類 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード | 寸法 | | | レンタル価格 | お客様負担額 (1割) |
|----------|------------|-----------|--------------|---------|---------------------|-------------|--------|-------------|
| | | | | ベース | 高さ | 手すり間口 | | |
| 1型スタンダード | RCKA-01-1P | CKA-01-1P | 01331-000001 | 50x60cm | 70・75・80cm (3段階) | 33.8cm | 11.7kg | ¥ |
| 2型幅広 | RCKA-02-1P | CKA-02-1P | 01331-000002 | 50x90cm | | 33.8cm | 15.4kg | ¥ |
| 3型コの字 | RCKA-03P | CKA-03P | 01331-000003 | 50x60cm | | 35.2x26.5cm | 15.8kg | ¥ |
| 4型ロング | RCKA-04P | CKA-04P | 01331-000004 | 50x90cm | | 77.8cm | 15.9kg | ¥ |
| L型 | RCKA-07P | CKA-07P | 01331-000013 | 50x90cm | | 33.8x33.8cm | 17.6kg | ¥ |

たちあっぷ 付属品 矢崎化工

かいじょくん

- ベッドそばのたちあっぷに取り付けて立ち上がり、移乗座位保持をサポート。
- 45度間隔で5段階の調整が可能。
- 必ず「ベッドでとまるくん」を取付けて使用してください。

かいじょくん
後付が可能

●高さ:19.2cm×長さ33.8cm
●質量:1.4kg

| 品番 | メーカー品番 | 商品コード |
|--------|--------|--------------|
| RCKA-K | CKA-K | 00055-000145 |

レンタル価格 ¥ お客様負担額 (1割) ¥

つながるくん

- たちあっぷを連結して動線を確保。
- 連結金具はツマミで自由な角度に固定可能。
- 必ず「ベッドでとまるくん」か「おもしろくん」を取付けて使用してください。

●ベース:19x73cm ●質量:2.7kg
●ベース:19x103cm ●質量:3.3kg
●ベース:19x133cm ●質量:3.8kg

| 種類 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード | レンタル価格 | お客様負担額 (1割) |
|-------|-----------|----------|--------------|--------|-------------|
| 60cm | RCKA-E60 | CKA-E60 | 00055-000099 | ¥ | ¥ |
| 90cm | RCKA-E90 | CKA-E90 | 00055-000100 | ¥ | ¥ |
| 120cm | RCKA-E120 | CKA-E120 | 00055-000101 | ¥ | ¥ |

伸縮つながるくん

- たちあっぷを連結して動線を確保。無段階調整可能。
- 必ず「ベッドでとまるくん」か「おもしろくん」を取付けて使用してください。

●手すり長さ:64~95cm(無段階調整) ●手すり材質:プラスチック被膜スチール

| 品番 | メーカー品番 | 商品コード | レンタル価格 | お客様負担額 (1割) |
|--------|--------|--------------|--------|-------------|
| RCKE-D | CKE-D | 00055-000157 | ¥ | ¥ |

ベッドでとまるくん・おもしろくん

- たちあっぷを安定させるために使用。
- 【とまるくん】ベッド下端と床の間に差し込んで固定。(5.5cm~25cm対応)可動式のベッドでは使用不可。

ベッドでとまるくん おもしろくん

【おもしろくん】●質量:5kg

| 品名 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード | レンタル価格 | お客様負担額 (1割) |
|-----------|---------|--------|--------------|--------|-------------|
| ベッドでとまるくん | RCKA-CK | CKA-CK | 00055-000211 | ¥ | ¥ |
| おもしろくん | RCKA-J | CKA-J | 00055-000104 | ¥ | ¥ |

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。



手すり


サービスコード 171007
介護予防 671007

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、および要介護2~5の方がレンタル対象です。

うすおきフラット **NEW**

シクロケア

- ポイント**
- つまずきリスクを軽減し、低いベッドにも差込みやすい業界最薄ベースの置き型手すり。
 - 抗菌・防カビ・抗ウイルス、3つの効果を備えた置き型手すり。
 - 床との段差が小さい為、歩幅が小さい方、すり足ぎみの方にも安心してご使用頂けます。



うすおきアーム
ベッド横に設置する際、本体を安定させるために使用。

●ベース:幅50.6×長さ90.6×厚さ0.9cm ●手すり:高さ70・75・80cm(3段階調整)
●材質/ベース・パイプ:スチール ●質量:20.2kg ●最大使用者体重/100kg

| 品名 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード |
|--------------------|----------------|---------------------|--------------|
| うすおきフラット(マット付) | RSCT-02 | SCT-02(SCT-M) | 00148-000027 |
| うすおきフラット(マット・アーム付) | RSCT-02+RSCT-A | SCT-02(SCT-A+SCT-M) | 00148-000028 |

| 品名 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード | レンタル価格 | お客様負担額(1割) |
|--------------------|----------------|---------------------|--------------|--------|------------|
| うすおきフラット(マット付) | RSCT-02 | SCT-02(SCT-M) | 00148-000027 | ¥ | ¥ |
| うすおきフラット(マット・アーム付) | RSCT-02+RSCT-A | SCT-02(SCT-A+SCT-M) | 00148-000028 | ¥ | ¥ |

たちあっぷⅡ(内外兼用)

矢崎化工

- ポイント**
- 手すりをサイドに取付できるので動線が確保しやすいコンパクトタイプ

■ステンレス製のため、ベランダなどの屋外でも設置が可能。



●ベース:66×66cm
●質量:18.5kg
●高さ:70・75・80・85cm(4段階調整)
●手すり間口:46.4cm

| 品番 | メーカー品番 | 商品コード |
|---------|--------|--------------|
| RCKH-21 | CKH-21 | 00055-000204 |

| 品名 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード | レンタル価格 | お客様負担額(1割) |
|--------|---------|--------|--------------|--------|------------|
| たちあっぷⅡ | RCKH-21 | CKH-21 | 00055-000204 | ¥ | ¥ |

つながるくんXP

矢崎化工

- ポイント**
- たちあっぷを連結して無段階伸縮による動線を確保。左右・上下角度の調整も可能。
 - CKHシリーズを連結可能。



[通常タイプ]●手すり長さ:64~95cm(無段階調整) ●質量1.8kg
[ロングタイプ]●手すり長さ:95~129cm(無段階調整) ●質量2.1kg
●材質/手すり:プラスチック被膜ステンレス カバー:発泡ポリエチレン

| 種類 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード | レンタル価格 | お客様負担額(1割) |
|-------------|-----------|----------|--------------|--------|------------|
| つながるくんXP | RCKH-D90 | CKH-D90 | 00055-000285 | ¥ | ¥ |
| つながるくんXPロング | RCKH-D125 | CKH-D125 | 00055-000286 | ¥ | ¥ |


たちあっぷ540

矢崎化工

- ポイント**
- サビに強く耐久性のよいステンレス製で、屋内・屋外どちらでも使用可能。

適応段差

なし:3~18cm
ロー:12~36cm
ハイ:24~54cm



[寸法]●ベース:78×74.5cm ●手すり高さ:(下部)77~102cm(上部)104~139cm

| 種類 | 品番 | メーカー品番 | 質量 | 商品コード | レンタル価格 | お客様負担額(1割) |
|------------|---------|--------|--------|--------------|--------|------------|
| 両手すり | CKH-01 | CKH-01 | 34.7kg | 00055-000127 | ¥ | ¥ |
| 片手すり | CKH-02 | CKH-02 | 28.6kg | 00055-000128 | ¥ | ¥ |
| ステップ台ロータイプ | RCKH-BL | CKH-BL | 6kg | 00055-Z00004 | ¥ | ¥ |
| ステップ台ハイタイプ | RCKH-BH | CKH-BH | 9.6kg | 00055-Z00007 | ¥ | ¥ |

手すり

サービスコード 171007
介護予防 671007

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、および要介護2~5の方がレンタル対象です。


あがりかまち用たちあっぷミニ

矢崎化工

- ポイント**
- 適用段差:4~18cm。団地やアパートなど、狭い玄関でも設置可能。
 - スライドベースは玄関のスペースを確保するために使用。



[共通]●手すり高さ:80~85cm ●あがりかまち高さ:4~18cm
[CKG-01]●ベース:44~54×70cm ●質量:33.7kg
[CKG-02]●ベース:44~54×70cm ●質量:28.2kg
[CKG-03]●ベース:44×70cm ●質量:26.4kg
[CKG-04]●ベース:44×70cm ●質量:20.9kg
[RCKG-B]●質量:7.3kg ●幅:50cm ●奥行:44~54cm ●高さ:9cm




□スライドベースの使用法
狭小住宅の玄関では、ベースをスライドさせることで、手すり設置後もそのまゝの玄関スペースを確保できます

| 種類 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード | レンタル価格 | お客様負担額(1割) |
|---------------|--------|--------|--------------|--------|------------|
| 両手すり スライドベース付 | CKG-01 | CKG-01 | 00055-000123 | ¥ | ¥ |
| 片手すり スライドベース付 | CKG-02 | CKG-02 | 00055-000124 | ¥ | ¥ |
| 両手すり スライドベース無 | CKG-03 | CKG-03 | 00055-000125 | ¥ | ¥ |
| 片手すり スライドベース無 | CKG-04 | CKG-04 | 00055-000126 | ¥ | ¥ |
| スライドベース | RCKG-B | CKG-B | - | ¥ | ¥ |

あがりかまち用たちあっぷ

矢崎化工

- ポイント**
- あがりかま치의昇降をサポート。かまちの高さに応じて選択してください。



[寸法]●ベース:56×78cm ●手すり高さ:80~85cm ●かまちステップ台高さ:12・14・16・18cm(4段階調整)

| 適用段差 | 種類 | 品番 | メーカー品番 | 質量 | 商品コード | レンタル価格 | お客様負担額(1割) |
|---------|--------------|----------|----------|--------|--------------|--------|------------|
| 18~36cm | 両手すり ステップ台あり | CKE-01 | CKE-01 | 26.9kg | 00055-000105 | ¥ | ¥ |
| | 両手すり ステップ台なし | CKE-01-1 | CKE-01-1 | 32.8kg | 00055-000109 | ¥ | ¥ |
| | 片手すり ステップ台あり | CKE-02 | CKE-02 | 33.8kg | 00055-000106 | ¥ | ¥ |
| | 片手すり ステップ台なし | CKE-02-1 | CKE-02-1 | 32.8kg | 00055-000110 | ¥ | ¥ |
| | かまちステップ台 | RCKE-B | CKE-B | 6.9kg | 00055-Z00008 | ¥ | ¥ |
| 4~18cm | 両手すり | CKE-03 | CKE-03 | 31.8kg | 00055-000107 | ¥ | ¥ |
| | 片手すり | CKE-04 | CKE-04 | 26.4kg | 00055-000108 | ¥ | ¥ |

玄関用ツインディ

パナソニック

- ポイント**
- 上がりかまちの下側・上側でそれぞれ高さ調整ができる玄関用手すり。
 - 縦手すりは握りやすい丸型、横手すりは体重をかけやすい平型手すり。

[共通]●ベース:72.5×76.5cm
●手すり高さ:(玄関側)72.5~82.5cm(上がり側)72.5~82.5cm
●あがりかまち高さ:16~36cm
[踏み台]●寸法:51×30cm
●高さ:10.8~18cm(1.8cm×5段階)
[XPN-80201]●質量:43.5kg
[XPN-80202]●質量:34.9kg
[XPN-80203]●質量:35.8kg
[XPN-80204]●質量:27.3kg




| 種類 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード | レンタル価格 | お客様負担額(1割) |
|-----------|-----------|------------|--------------|--------|------------|
| 両手すり 踏み台付 | XPN-80201 | XPN-L80201 | 00980-000204 | ¥ | ¥ |
| 両手すり 踏み台無 | XPN-80202 | XPN-L80202 | 00980-000205 | ¥ | ¥ |
| 片手すり 踏み台付 | XPN-80203 | XPN-L80203 | 00980-000206 | ¥ | ¥ |
| 片手すり 踏み台無 | XPN-80204 | XPN-L80204 | 00980-000207 | ¥ | ¥ |

アットグリップ

アロン化成

- ポイント**
- 適用段差:15~35cm(無段階調整可)
 - 上がりかまちを挟み込むだけの簡単設置。



| 項目 | 取り付け可能寸法 |
|-----------|----------|
| A(高さ) | 15~35cm |
| B(せい) | 9~15cm |
| C(蹴込み) | 1.5cm以上 |
| D(床から蹴込み) | 2cm以上 |
| E(玄関幅) | 30cm以上 |

●質量:9.5kg ●幅:24cm ●奥行:33cm
●あがりかまち高さ:15~35cm(無段階) ●高さ:86~117cm(6段階調節)

| 品番 | メーカー品番 | 商品コード |
|-----------|---------|--------------|
| RAT-E-200 | 531-089 | 00221-000454 |

| 品名 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード | レンタル価格 | お客様負担額(1割) |
|---------|-----------|---------|--------------|--------|------------|
| アットグリップ | RAT-E-200 | 531-089 | 00221-000454 | ¥ | ¥ |

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。



手すり

サービスコード 171007
介護予防 671007

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、および要介護2~5の方がレンタル対象です。



特別優待付属品
体位変換器
移動用リフト

特別優待付属品
体位変換器
移動用リフト

特別優待付属品
体位変換器
移動用リフト

特別優待付属品
体位変換器
移動用リフト

特別優待付属品
体位変換器
移動用リフト

特別優待付属品
体位変換器
移動用リフト

特別優待付属品
体位変換器
移動用リフト

特別優待付属品
体位変換器
移動用リフト

特別優待付属品
体位変換器
移動用リフト

特別優待付属品
体位変換器
移動用リフト

特別優待付属品
体位変換器
移動用リフト

特別優待付属品
体位変換器
移動用リフト

特別優待付属品
体位変換器
移動用リフト

特別優待付属品
体位変換器
移動用リフト

特別優待付属品
体位変換器
移動用リフト

特別優待付属品
体位変換器
移動用リフト

特別優待付属品
体位変換器
移動用リフト

特別優待付属品
体位変換器
移動用リフト

特別優待付属品
体位変換器
移動用リフト

特別優待付属品
体位変換器
移動用リフト

特別優待付属品
体位変換器
移動用リフト

特別優待付属品
体位変換器
移動用リフト

特別優待付属品
体位変換器
移動用リフト



手すり

サービスコード 171007
介護予防 671007

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、および要介護2~5の方がレンタル対象です。

歩行サポート手すり スムーディ

パナソニック

- ポイント**
- 最大4連結が可能な屋外用置き型手すり。
 - 2種類のベースを組み合わせる事により、踏面にもベース設置が可能。
 - ベースの中央に手すり設置が可能な為、行き・帰りの往復路にも一台で対応。


標準タイプ 玄関先の段差におすすめ
つかみやすく安心して上り下りが可能。



ステップタイプ 階段の踏面に置けるタイプ
玄関先がすぐに公道の家や門扉がある家に設置可能。



ロングタイプ 玄関先の長いアプローチ、段数の多い場所にも
玄関先に車庫のある家や階段が長い家に設置可能。



| 種類 | 仕様 | 品番 | 設置寸法 | 質量 | 手すり長さ | 共通 | 材質 |
|--------------|------|------------|--------------|--------|-----------|--|--|
| 標準タイプ | 片手すり | XPN-L80601 | 80×167cm | 37kg | 135cm | 標準ベース寸法：45×85cm ステップベース寸法：30×96cm 手すり高さ：70～85cm (7段階調整) 径：3.5cm 最大使用者体重：100kg | 手すり：塩化ビニル樹脂(被覆部) アルミニウム(芯材) ベース：ステンレス ベースマット：塩化ビニル 支柱カバー：エストラマー 支柱：アルミニウム、 ステンレス (フランジ部、ジョイント：アルミニウム) |
| | 両手すり | XPN-L80602 | 80×167cm | 43kg | | | |
| 標準伸縮タイプ | 片手すり | XPN-L80611 | 80×162～172cm | 37.5kg | 130～140cm | | |
| | 両手すり | XPN-L80612 | 80×162～172cm | 44kg | | | |
| ステップタイプ | 片手すり | XPN-L80603 | 96×125cm | 33kg | 100cm | | |
| | 両手すり | XPN-L80604 | 96×125cm | 39kg | | | |
| ステップ伸縮タイプ | 片手すり | XPN-L80613 | 96×120～130cm | 33.5kg | 95～105cm | | |
| | 両手すり | XPN-L80614 | 96×120～130cm | 39.5kg | | | |
| ステップ980タイプ | 片手すり | XPN-L80621 | 96×160cm | 33kg | 135cm | | |
| | 両手すり | XPN-L80622 | 96×160cm | 39kg | | | |
| ステップ980伸縮タイプ | 片手すり | XPN-L80625 | 96×155～165cm | 33.5kg | 130～140cm | | |
| | 両手すり | XPN-L80626 | 96×155～165cm | 40kg | | | |
| ロングタイプ1700 | 片手すり | XPN-L80623 | 96×196cm | 48kg | 170cm | | |
| | 両手すり | XPN-L80624 | 96×196cm | 57kg | | | |
| ロングタイプ1700伸縮 | 片手すり | XPN-L80627 | 96×180～206cm | 48.5kg | 160～180cm | | |
| | 両手すり | XPN-L80628 | 96×180～206cm | 58kg | | | |
| ロングタイプ2050 | 片手すり | XPN-L80605 | 96×239cm | 52kg | 205cm | | |
| | 両手すり | XPN-L80606 | 96×239cm | 61kg | | | |
| ロングタイプ2050伸縮 | 片手すり | XPN-L80615 | 96×229～249cm | 52.5kg | 195～215cm | | |
| | 両手すり | XPN-L80616 | 96×229～249cm | 62.5kg | | | |
| ロングタイプ2400 | 片手すり | XPN-L80607 | 96×274cm | 52kg | 240cm | | |
| | 両手すり | XPN-L80608 | 96×274cm | 62kg | | | |
| ロングタイプ2400伸縮 | 片手すり | XPN-L80617 | 96×264～284cm | 53kg | 230～250cm | | |
| | 両手すり | XPN-L80618 | 96×264～284cm | 64kg | | | |
| ロングタイプ3460 | 片手すり | XPN-L80609 | 96×380cm | 67kg | 346cm | | |
| | 両手すり | XPN-L80610 | 96×380cm | 81kg | | | |
| ロングタイプ3460伸縮 | 片手すり | XPN-L80619 | 96×365～395cm | 68.5kg | 331～361cm | | |
| | 両手すり | XPN-L80620 | 96×365～395cm | 83.5kg | | | |

手すり

サービスコード 171007
介護予防 671007

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、および要介護2~5の方がレンタル対象です。

特長1
やさしい端部

つかみやすく、袖口が引っかかりにくいです

特長2
支柱中央固定

支柱はベースの中央にも固定できるから、行きも帰りも健側で支えます

特長3
フレキシブルジョイント

上下左右を調整して置けます
上下左右 45度

「スムーディ」設置簡易診断サイト

玄関先の段差やスペースに設置できるのか簡易診断できます。

提供：パナソニック エイジフリー株式会社様

| 種類 | 仕様 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード | 目安段差 | 目安高さ | レンタル価格 | お客様負担額(1割) |
|--------------|------|------------|------------|--------------|------|-------|--------|------------|
| 標準タイプ | 片手すり | XPN-L80601 | XPN-L80601 | 00980-000334 | 3段 | 45cm | ¥ | ¥ |
| | 両手すり | XPN-L80602 | XPN-L80602 | 00980-000335 | | | ¥ | ¥ |
| 標準伸縮タイプ | 片手すり | XPN-L80611 | XPN-L80611 | 00980-000345 | 3段 | 45cm | ¥ | ¥ |
| | 両手すり | XPN-L80612 | XPN-L80612 | 00980-000346 | | | ¥ | ¥ |
| ステップタイプ | 片手すり | XPN-L80603 | XPN-L80603 | 00980-000336 | 2段 | 30cm | ¥ | ¥ |
| | 両手すり | XPN-L80604 | XPN-L80604 | 00980-000337 | | | ¥ | ¥ |
| ステップ伸縮タイプ | 片手すり | XPN-L80613 | XPN-L80613 | 00980-000347 | 2段 | 30cm | ¥ | ¥ |
| | 両手すり | XPN-L80614 | XPN-L80614 | 00980-000348 | | | ¥ | ¥ |
| ステップ980タイプ | 片手すり | XPN-L80621 | XPN-L80621 | 00980-000355 | 3段 | 45cm | ¥ | ¥ |
| | 両手すり | XPN-L80622 | XPN-L80622 | 00980-000356 | | | ¥ | ¥ |
| ステップ980伸縮タイプ | 片手すり | XPN-L80625 | XPN-L80625 | 00980-000359 | 3段 | 45cm | ¥ | ¥ |
| | 両手すり | XPN-L80626 | XPN-L80626 | 00980-000360 | | | ¥ | ¥ |
| ロングタイプ1700 | 片手すり | XPN-L80623 | XPN-L80623 | 00980-000357 | 4段 | 60cm | ¥ | ¥ |
| | 両手すり | XPN-L80624 | XPN-L80624 | 00980-000358 | | | ¥ | ¥ |
| ロングタイプ1700伸縮 | 片手すり | XPN-L80627 | XPN-L80627 | 00980-000361 | 4段 | 60cm | ¥ | ¥ |
| | 両手すり | XPN-L80628 | XPN-L80628 | 00980-000362 | | | ¥ | ¥ |
| ロングタイプ2050 | 片手すり | XPN-L80605 | XPN-L80605 | 00980-000338 | 5段 | 75cm | ¥ | ¥ |
| | 両手すり | XPN-L80606 | XPN-L80606 | 00980-000339 | | | ¥ | ¥ |
| ロングタイプ2050伸縮 | 片手すり | XPN-L80615 | XPN-L80615 | 00980-000349 | 5段 | 75cm | ¥ | ¥ |
| | 両手すり | XPN-L80616 | XPN-L80616 | 00980-000350 | | | ¥ | ¥ |
| ロングタイプ2400 | 片手すり | XPN-L80607 | XPN-L80607 | 00980-000340 | 6段 | 90cm | ¥ | ¥ |
| | 両手すり | XPN-L80608 | XPN-L80608 | 00980-000341 | | | ¥ | ¥ |
| ロングタイプ2400伸縮 | 片手すり | XPN-L80617 | XPN-L80617 | 00980-000351 | 6段 | 90cm | ¥ | ¥ |
| | 両手すり | XPN-L80618 | XPN-L80618 | 00980-000352 | | | ¥ | ¥ |
| ロングタイプ3460 | 片手すり | XPN-L80609 | XPN-L80609 | 00980-000342 | 9段 | 135cm | ¥ | ¥ |
| | 両手すり | XPN-L80610 | XPN-L80610 | 00980-000343 | | | ¥ | ¥ |
| ロングタイプ3460伸縮 | 片手すり | XPN-L80619 | XPN-L80619 | 00980-000353 | 9段 | 135cm | ¥ | ¥ |
| | 両手すり | XPN-L80620 | XPN-L80620 | 00980-000354 | | | ¥ | ¥ |

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。



手すり

サービスコード 171007
介護予防 671007

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、および要介護2~5の方がレンタル対象です。


アットグリップ 外用

アロン化成

ポイント ■玄関の外ポーチやあがりかまちに設置できる手すり。
■左右への首振り機能があるため、柱などの障害物にも対応可能。



アットグリップ1050



[共通] ●ベースプレート(1枚):80×45cm ●手すり高さ:75・80・85cm(3段階)
●材質/手すり:硬質樹脂・アルミニウム、ベースプレート:ステンレス

●平坦な場所に設置する場合
※斜面に設置しないでください。

ベースプレートとの距離寸法
(630/630T)42cm目安
(930/930T)73cm目安
(E1050/E1050T)60~85cm目安

奥行寸法 45cm以上
幅寸法 80cm以上
全長 (630/630T)132cm以上
(930/930T)163cm以上
(E1050/E1050T)150~175cm以上

●段差のある場所に設置する場合

ベースプレートとの距離寸法
(630/630T)段差高さ30cmの場合:42cm目安
(930/930T)段差高さ45cmの場合:73cm目安
(E1050/E1050T)段差高さ45cmの場合:60~85cm目安

手すりの角度は45°以内に納まるように設置してください。
・2枚のベースプレートは平行になるように設置してください。

奥行寸法 45cm以上
幅寸法 80cm以上
段差の最大高さ寸法 (630/630T)30cm以下
(930/930T)45cm以下
(E1050/E1050T)45cm以下


課税

| 品名 | 仕様 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード | 設置寸法 | 手すり高さ | 質量 | 目安段差 | 目安高さ | レンタル価格 | お客様負担額 (1割) |
|--------------|------|---------|---------|--------------|--------------|-----------------------|------|------|------|--------|-------------|
| アットグリップ 630 | 片手すり | 870-142 | 870-142 | 00221-000544 | 80×132cm | 111cm | 39kg | 2段 | 30cm | ¥ | ¥ |
| | 両手すり | 870-143 | 870-143 | 00221-000545 | | | | | | ¥ | ¥ |
| アットグリップ 930 | 片手すり | 870-130 | 870-130 | 00221-000500 | 80×163cm | 141cm | 39kg | 3段 | 45cm | ¥ | ¥ |
| | 両手すり | 870-131 | 870-131 | 00221-000501 | | | | | | ¥ | ¥ |
| アットグリップ 1050 | 片手すり | 870-150 | 870-150 | 00221-000553 | 80×150~175cm | 128~153cm (無段階調整可) | 39kg | 3段 | 45cm | ¥ | ¥ |
| | 両手すり | 870-151 | 870-151 | 00221-000554 | | | | | | ¥ | ¥ |

アットグリップ トイレサポート NEW

アロン化成

ポイント ■便器の締め付けの必要が無いため柔軟に設置可能なトイレ手すり。
■手すり支柱を前後左右に調整・取り外しできる為、トイレ環境に応じて調整可能。



片側だけの設置も可能

3cmピッチ
56-65cmの4段階調整。はね上げも可能。

●材質:木製ひじ掛け:ラバーウッド無垢材 支柱・ベースプレート:スチール 支柱カバー:PE 専用マット:ポリエステル・ポリウレタン
●ベース:66×47cm ●高さ:56・59・62・65cm(4段階)
●質量:両手すり14.6kg/片手すり11.8kg

| 品名 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード |
|-----------------------|---------|---------|--------------|
| トイレサポート (H-S) 片手すりタイプ | 870-087 | 870-087 | 00221-000577 |
| トイレサポート (H-T) 両手すりタイプ | 870-088 | 870-088 | 00221-000578 |

課税

| 品名 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード | レンタル価格 | お客様負担額 (1割) |
|-----------------|----|--------|-------|--------|-------------|
| トイレサポート 片手すりタイプ | | | | ¥ | ¥ |
| トイレサポート 両手すりタイプ | | | | ¥ | ¥ |

手すり

サービスコード 171007
介護予防 671007

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、および要介護2~5の方がレンタル対象です。

ルーツ スモールタイプ

モルテン

ポイント ■トイレなどの狭いスペースでの立つ・座るの動作をサポート。

■手すり全体に「つなぎ目」がなく、尿や便が飛散し付着しても簡単に拭き取り可能。

●幅46cm×奥行66cm ●質量:12kg ●高さ:60・65・70cm(3段階)

| 品番 | メーカー品番 | 商品コード |
|---------|--------|--------------|
| RMNTPT1 | MNTPT1 | 00054-000216 |

課税

レンタル価格 ¥

洋式トイレ用スライド手すり

パナソニック

ポイント ■横に移乗しやすいスライド式。ひじ掛けと脚部形状の洋式トイレ用手すり。

■ひじ掛けは内側にあるボタンを押しながら前後に動かさず(後方3cmピッチ9cmまで)。
■ひじ掛けは床から58~74cmの範囲で調整可能。

●幅65cm×奥行45cm ●内寸法:52.5cm
●質量:8.5kg ●高さ:58~74cm(2cmピッチ9段階)
■便器の形状によっては取り付けられない場合あり。(便器は別)

| 品番 | メーカー品番 | 商品コード |
|------------|-----------|--------------|
| RPN-L53001 | PN-L53001 | 00980-000191 |

課税

レンタル価格 ¥

自動排泄処理装置

サービスコード 171013
介護予防 671013

販売品 ①要介護2~5の方がレンタル対象です。



スカットクリーン

パラマウントベッド

ポイント ■トイレに移動・移乗できない方の、より自立した排尿を支援。
■レシーバーをあてがい排尿すると、自動的に尿を吸引。寝たままでも使用でき、持ち運びもできる。ご利用者様の状態や介護環境に合った使い方が可能。

商品サイズ [スカットクリーン(本体)] ●幅:23.3cm ●長さ:37.8cm ●高さ:27.3cm ●質量:5kg
[男性用レシーバーセット] ●質量:0.4kg ●ホース長さ:200cm ●尿タンク容量:3L
[女性用レシーバーセット] ●質量:0.5kg ●ホース長さ:200cm ●尿タンク容量:3L

| 品名 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード |
|-----------------------|----------|----------|--------------|
| スカットクリーン (本体) | RKW-65H | KW-65H | 00170-000707 |
| 男性用レシーバーセット ※介護保険対象購入 | KW-65MRT | KW-65MRT | 00170-000708 |
| 女性用レシーバーセット ※介護保険対象購入 | KW-65WRT | KW-65WRT | 00170-000709 |

課税

| 品名 | 品番 | メーカー品番 | 商品コード | レンタル価格 | お客様負担額 (1割) |
|-------------|----|--------|-------|--------|-------------|
| 男性用レシーバーセット | | | | ¥ | ¥ |
| 女性用レシーバーセット | | | | ¥ | ¥ |

生活支援用品

介護保険レンタルの対象ではありません。

移動支援機器Qピット

ホームケア渡部建築

ポイント ■視覚刺激と聴覚刺激を脳に与えることで、パーキンソン病等によって発生する「すくみ足」を改善。
視覚刺激:LED光をライン状に映し出すこと
聴覚刺激:メトロノームの様に一定のリズム音を鳴らすこと
■ご使用前に、医師や理学療法士などにご相談ください。



●本体:縦5×横12×奥行3cm ●ベルト:長さ100cm
●材質:Qピット本体:ABS樹脂、ベルト:織ゴム

| 品番 | メーカー品番 | 商品コード |
|----------|---------|-------|
| RHCQ-001 | HCQ-001 | - |

課税

レンタル価格 ¥

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。